

LACTODENSIMÈTRES

*Les lactodensimètres sont utilisés avec étalonnage officiel / certificat d'étalonnage officiel.
Voir à cet effet notre liste de prix
ou nous contacter.*

Lactodensimètre

Pour le lait d'après la méthode GERBER,
grand modèle, échelle négative,
avec thermomètre intégré à la tige,
1,020 – 1,040: 0,0005 g/ml,
T = 20°C, 10 – 40°C, environ 300 x 28 mm

6600

Type normal / type standard

6602-E

Avec étalonnage officiel, plage d'étalonnage
du thermomètre de 10°C à 30°C

6603-ES

Avec certificat d'étalonnage officiel, plage
d'étalonnage du thermomètre de 10°C à 30°C



Lactodensimètre

Pour le lait d'après la méthode GERBER,
petit modèle, avec thermomètre intégré au corps,
1,020 – 1,035: 0,0005 g/ml,
T = 20°C, 0 – 40°C, environ 210 x 17 mm

6610

Type normal / type standard

6612-E

Avec étalonnage officiel, plage d'étalonnage
du thermomètre de 10°C à 30°C

6613-ES

Avec certificat d'étalonnage officiel, plage
d'étalonnage du thermomètre de 10°C à 30°C



Aréomètre

Pour le lait d'après la norme DIN 10290
sans thermomètre,
1,020 – 1,045: 0,0005 g/ml,
T = 20°C, environ 350 x 25 mm

6620

Type normal

6621-E

Avec étalonnage officiel

6622-ES

Avec certificat d'étalonnage officiel

